

様式 81 別紙

登録に係る区分: 放射線・放射能・中性子

恒久的施設で行う校正／現地校正の別: 恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
光子線・電子線測定器	線量測定用検出器	高エネルギー光子線公称加速電圧: 4 MV, 6 MV, 10 MV		
		水吸収線量率	4 MV 0.5 Gy min ⁻¹ 以上 1.7 Gy min ⁻¹ 以下 6 MV 0.5 Gy min ⁻¹ 以上 4.1 Gy min ⁻¹ 以下 10 MV 0.6 Gy min ⁻¹ 以上 4.5 Gy min ⁻¹ 以下	1.0 %
		高エネルギー電子線公称エネルギー: 9 MeV, 12 MeV, 15 MeV, 18 MeV		
		水吸収線量率	1.8 Gy min ⁻¹ 以上 8.0 Gy min ⁻¹ 以下	1.2 %